

産科超音波スクリーニング検査のご案内（必須）

産科超音波スクリーニング検査は、胎児の発育状態や形態的な異常の有無、胎盤、羊水量などを調べます。観察する項目が多くなりますので、通常の妊婦検診より少し時間がかかります。
※お母さんのお腹の外に出てきて初めて発見される病気も数多くあります。赤ちゃんの病気がすべて見つかるわけではありません。

＜当院で妊婦健診を受けている方＞

妊婦健診と合わせて3回 予約をおとり下さい。

- 1回目：妊娠 18 週～25 週 6 日
- 2回目：妊娠 28 週～30 週 6 日
- 3回目：妊娠 34 週～35 週 6 日

※対象週数内でのご予約に限ります。ご注意ください。

＜他院で妊婦健診を受けている方＞

1 回目と 3 回目、または 2 回目と 3 回目をお受け下さい。
上記週数で受診が難しい方は、当院へ連絡ご相談下さい。

当日はご予約時間 15 分前までには再来機で受付操作をお済ませ頂き、2階産婦人科外来受付へお越し下さい。原則時間厳守でお願いいたします。

検査開始前に受付等を済ませて頂きますので、余裕をもってお越し下さい。
(母体の膀胱が充満の場合、赤ちゃんが見えにくくなる場合があります。検査前に排尿することをおすすめします。)

○注意事項：・入室はご本人のみです。お子様連れはご遠慮下さい。

- ・検査は検査技師が行います。終了後の診察で、医師より結果の説明があります。
当日の担当医については病院ホームページにてご確認ください。

※産科超音波スクリーニング検査予約枠内で診察や妊婦健診を同時に受けることが出来るため、重複予約は必要ございません。

※双胎妊娠の方はスタッフにてご予約をお取り致します。お声がけ下さい。

○検査場所：3階産婦人科超音波検査室

○予約受付：インターネット予約



※超音波画像（動画）を録画することができます。

「超音波スクリーニング検査動画保存について」をご参照ください。

■超音波スクリーニング検査動画保存について



当院では検査中の動画を WEB で閲覧できる **echodiary** を導入致しました。
echodiary で「いつでも」「どこでも」スマートフォン、パソコンにて閲覧出来ます。
また従来の **USB メモリーへの動画保存** も引き続き行っております。

※検査中の動画とは患者様が実際にご覧になる画像のことです。(心音は入りません。)
※スマートフォン・ビデオカメラ等、ご自身での撮影はご遠慮ください。

	USB メモリー保存	echodiary
対象	<ul style="list-style-type: none"> • 妊娠 18 週～30 週 6 日 ※妊娠 34 週～35 週 6 日のスクリーニング検査の動画保存は不可 • 当院 USB メモリーをお買い求めの方 また既にお持ちの方 ※ご持参頂いた USB メモリーは使用不可 (下記(写真)の○印の USB メモリーは使用可) 	全ての方
申し込み	要 (ご希望の方は検査担当にお申し出下さい)	不要
料金	USB 代 1 本 2200 円	無料
動画保存時間	検査中全て 対象週数内のスクリーニング検査 2 回分と 3D4D 検査をまとめて保存可	1 回の検査につき最大 3 分程度
再生方法	パソコンのみ	パソコン スマートフォン タブレット
再生期限	なし	検査日から 3 か月間 WEB で閲覧可 期限内に動画をダウンロードして下さい

《USB メモリー保存をご希望の方》

• USB メモリーはメーカー推奨のものを使用させていただきます。

※妊娠 34 週～35 週 6 日のスクリーニング検査の動画は、機械のシステム上、USB メモリーへ保存が出来ません。ご了承下さい。

※万一機器の故障等で USB メモリーへの保存が不可能であった場合、録画に関して頂いた料金 (USB メモリー代 2200 円) は、お返しいたしますが、それ以上の責任はご容赦ください。
データのバックアップはとっておりません。

※USB の不具合で保存が不可能な場合があります。お早めにご自宅のパソコンで再生できるかご確認下さい。

上のお子様で使用した USB メモリー (病院名入り) をお持ちの方へ
引き続きご使用が可能なものは、下記 (写真) の USB メモリーになります。

※病院名が入っていても、メーカー側の事情によりご使用できない USB メモリーもございます。

ご了承下さい。



echodiary

～「いつでも」「どこでも」
おなかの赤ちゃんに会える～

♪撮影した「超音波スクリーニング検査」・「3D4D検査」の動画を
WEBで閲覧できるサービスです♪



検査時にエコー動画を撮影
いたします

スマートフォン・パソコンより
エコー動画を閲覧できます

※録画は最大3分程度となります。予めご了承ください。

※ iPhoneをご利用の方は動画保存系のアプリをダウンロードした後、画像ダウンロードを行ってください。

ご利用手順

①下記URLにアクセスしてください

<https://echo5.atlink.jp/kyoritsunarasinodai/>

以下のQRコードからも利用できます



②当院の診察券番号と生年月日で
ログインしてください

診察券番号

生年月日

----年 --月 --日

ログイン

ログインとはお問い合わせ運営会社

※ご不明な点がございましたら
「お問い合わせ」からご質問ください

③お手持ちのPCやスマートフォン
より再生・保存(ダウンロード)が可能です

日付	エコー動画	
2014年09月22日(月)	再生	ダウンロード
2014年09月19日(金)	再生	ダウンロード
2014年09月18日(木)	再生	ダウンロード

※録画日から90日間閲覧可能です

★注意事項★

- ・本サービスは、スマートフォン、タブレット、パソコンよりご利用が可能です。*フィーチャーフォン(ガラケー)ではご利用になれません。
- ・機種、OS、ブラウザによっては動画の再生ができない場合がございます。
- ※動作確認が取れているブラウザ
 - ◆パソコンの場合・・・Internet Explorer10以上、Chrome(Ver40.0以降)、Firefox(Ver30.0以降)、Safari7.0.5以降(MacOS)
 - ◆Androidの場合(Android4.0.4以上)・・・標準ブラウザ、Chrome (Ver40.0以降)
 - ◆iPhoneの場合(iOS7以上)・・・Safari、Chrome (Ver40.0以降)
- ※iPhoneは基本機能に画像ダウンロード機能が無いため、動画保存系のアプリをダウンロードして画像ダウンロードをご利用ください。
- ※iOS11以上ですと「画面収録」の機能を使用して、iPhoneに表示されている画面を録画することも可能です。
- ・携帯端末から本サービスを利用する場合、パケット通信料がかかります。定額プラン等に参加されていない場合、通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ・撮影日より90日が経過した動画は削除されるため閲覧することができません。期限までに保存(ダウンロード)をお願い致します。