

## 3D4D検査のご案内（任意）

赤ちゃんの様子が立体画像で見ることが出来る3D4D検査を実施しております。  
赤ちゃんの異常の有無を見る検査ではなく、お母さんにわかりやすい立体画像を見てもらうのが目的となります。赤ちゃんの位置や向き、タイミングで必ずきれいにお顔が見えるわけではないのでご了承下さい。

ご予約時間の15分前までに再来受付機で受付票を発券し、2階産婦人科外来受付へお越し下さい。原則時間厳守をお願いいたします。

検査開始前に受付等を済ませて頂きますので、余裕をもってお越し下さい。  
(母体の膀胱が充満の場合、赤ちゃんが見えにくくなる場合があります。検査前に排尿することをおすすめします。)

- 対象： **当院産科超音波スクリーニング検査（1回目）を受けた妊娠20～27週6日の方**  
(お薦め時期は妊娠24～26週です)  
**(強く圧迫する事もある為、お腹の張り易い方、入院中の方はご遠慮下さい。)**  
**※対象週数内でのご予約に限ります。ご注意下さい。**

- 注意事項： **・赤ちゃんの発育や異常の有無を確認する胎児診断は行っておりません。**  
**※「超音波スクリーニング検査」のご予約をお取り下さい。**

・ご家族様の入室が可能です。

・検査は検査技師が行います。

赤ちゃんの性別を知らせてほしくない場合は、事前に検査技師にお伝え下さい。  
検査終了後、医師より結果の説明があります。

当日の担当医については病院ホームページでご確認下さい。

・検査中、ご自身のスマートフォン等で撮影可能です。

※ご本人、ご家族様含め、発熱や咳等、感染症を疑う症状がある場合は、来院をお控え下さい。

・不織布マスク着用の上ご来院下さい。※院内販売 1枚50円

○検査場所： 3階産婦人科超音波検査室

○予約受付： インターネット予約

**※同日に妊婦健診を希望される場合は、受付時にお申し出下さい。**  
**別途妊婦健診のご予約は必要ございません。**


**※スクリーニング検査と同日のご予約はご遠慮下さい。**

○料金： ¥5,000～（妊婦健診代、診察代は別途かかります）



## ■3D4D 検査の動画保存について

「3D4D 検査」の動画を  
WEB で閲覧できる **echodiary** を導入しております



最大3分程度の動画を録画致します  
(心音は入りません)

スマートフォン・パソコンより **90日間**  
WEB上でエコー動画を閲覧できます

※検査日より90日が経過した動画は削除されるため、WEB上で閲覧することができません。  
期限までにダウンロードをお願い致します。

※iPhoneは基本機能に画像ダウンロード機能が無いため、動画保存系のアプリをダウンロードした後、  
画像ダウンロードをご利用ください。

iOS11以上ですと「画面収録」の機能を使用して、iPhoneに表示されている画面を録画することも可能です。

### ご利用手順

1 下記 URL にアクセスしてください  
<https://echo5.atlink.jp/kyoritsunarasinodai/>  
以下の QR コードからも利用できます



2 当院診察券番号と生年月日で  
ログインして下さい

診察券番号

生年月日  
年 月 日  
.....年 .. 月 .. 日

ログイン

ログインとは **お問い合わせ** 運営会社

※ご不明な点がございましたら

「お問い合わせ」からご質問ください

3 PC やスマートフォンより  
再生・ダウンロードが可能です

2014年9月22日 (月)	再生	ダウンロード
2014年9月19日 (金)	再生	ダウンロード
2014年9月18日 (木)	再生	ダウンロード

機種、OS、ブラウザによっては動画の再生ができない場合がございます。

※動作確認が取れているブラウザ

◆パソコンの場合・・・Internet Explorer10以上、Chrome(Ver40.0以降)、  
Firefox(Ver30.0以上)、Safari7.0.5以降(MacOS)

◆Androidの場合(Android4.0.4以上)・・・標準ブラウザ、Chrome(Ver40.0以降)

◆iPhoneの場合(iOS7以上)・・・Safari、Chrome(Ver40.0以降)

・携帯端末から本サービスを利用する場合、パケット通信料がかかります。定額プラン等に加入されていない場合、通信料が高額となりますのでご注意ください。

k20250801